


شماره:	<b>حسگر مواد صبا</b>	
تاریخ:		
پیوست:	فرم درخواست انجام آزمایش (GC MS)	

<b>مشخصات متقاضی:</b>		
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	نام شرکت/سازمان/دانشگاه:
شماره تلفن/فکس:	تلفن همراه:	آدرس الکترونیکی:
آدرس پستی:		
نحوه آشنایی:	سایت	دانشگاه
موارد	نمایشگاه	معرف ..... سایر

<b>ویژگی‌ها</b>	تعداد نمونه:				
	نوع نمونه:	<input type="radio"/> حلال <input type="radio"/> اسانس <input type="radio"/> سم <input type="radio"/> دارو <input type="radio"/> منفجره <input type="radio"/> سایر			
	نوع آنالیز:	<input type="radio"/> کیفی <input type="radio"/> کمی			
	امکان رقیق سازی:	<input type="radio"/> دارد <input type="radio"/> ندارد	نوع حلال: .....		
	شرایط نگهداری:	<input type="radio"/> معمولی <input type="radio"/> حساس به نور <input type="radio"/> حساس به رطوبت <input type="radio"/> حساس به دما			
	ایمنی:	<input type="radio"/> فرار <input type="radio"/> تشعشع‌زا <input type="radio"/> قابل اشتعال <input type="radio"/> محرک دستگاه تنفسی <input type="radio"/> بیماری‌زا	اقدامات ایمنی لازم در هنگام کار با ماده مورد نظر:		
<b>امکان سنجی</b>	متقاضی متعهد می‌گردد که نمونه رادیواکتیو و انفجاری نمی‌باشد.				
	انتظار متقاضی از انجام آزمون (در صورت نیاز برای نمونه‌های خاص روش آماده‌سازی و شرایط مدنظر آزمون نیز قید گردد):				
	نام متقاضی:	تاریخ و امضا:			
<b>امکان سنجی</b>	امکان پذیری انجام آزمون: ممکن می‌باشد <input type="radio"/> ممکن نمی‌باشد <input type="radio"/>	تاریخ تحویل نتایج (توافقی):			
	دلیل عدم انجام آزمون یا تحویل به موقع:	مهر یا امضاء:			
نام مسئول انجام آزمون:					

### شرایط پذیرش نمونه

- ذکر نوع ماتریکس نمونه جهت آنالیز بهتر الزامی می‌باشد.
- در صورت در دسترس بودن method مورد نظر برای آنالیز نمونه‌ها با دستگاه GC و یا مقالات مرتبط، گزارش مربوطه حتما به این واحد ارائه گردد.
- حداقل میزان لازم نمونه محلول ۲ میلی‌لیتر می‌باشد.
- حداقل میزان لازم برای نمونه جهت استخراج ۵ گرم می‌باشد.
- نمونه باید بدون آب باشد.
- باقی‌مانده نمونه‌ها حداکثر به مدت یک‌ماه پس از اعلام نتایج نهایی نزد آزمایشگاه نگهداری می‌شود و پس از آن آزمایشگاه مسئولیتی در قبال نمونه‌ها نخواهد داشت.

تهران - طرشت - میدان تیموری - خیابان لطفعلی خانی - انتهای خیابان پارس - خیابان ذوقی - پلاک ۲۲ - واحد ۲  
تلفن: ۰۲-۶۶۵۱۹۶۶۶  
همراه: ۰۹۳۰-۹۱۴۶۰۰۹