


شماره:	<b>حسگر مواد صبا</b>	
تاریخ:		
پیوست:	فرم درخواست انجام آزمایش (ICP MS)	

<b>مشخصات متقاضی:</b>				
نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	نام شرکت/سازمان/دانشگاه:		
شماره تلفن/فکس:	تلفن همراه:	آدرس الکترونیکی:		
آدرس پستی:				
نحوه آشنایی:	سایت	دانشگاه	نمایشگاه	سایر موارد

<b>ویژگی ها</b>	تعداد نمونه:				
	نوع نمونه:				
	مش نمونه:	آب	<input type="checkbox"/>	PH :	
		ماتریکس نمونه:	خاک	<input type="checkbox"/>	TDS:
			سنگ	<input type="checkbox"/>	
			گیاه	<input type="checkbox"/>	
		فلز	<input type="checkbox"/>		
	سایر	<input type="checkbox"/>	.....		
<b>امکان سنجی</b>	حالت فیزیکی:	<input type="radio"/> جامد	<input type="radio"/> پودر	<input type="radio"/> مایع	
	شرایط نگهداری:	<input type="radio"/> حساس به نور	<input type="radio"/> حساس به رطوبت	<input type="radio"/> حساس به دما	<input type="radio"/> سایر
	ایمنی:	<input type="radio"/> فرار	<input type="radio"/> تشعشعزا	<input type="radio"/> قابل اشتعال	<input type="radio"/> محرک دستگاه تنفسی
	اقدامات ایمنی لازم در هنگام کار با ماده مورد نظر:				
متقاضی متعهد می گردد که نمونه رادیواکتیو و انفجاری نمی باشد.					
انتظار متقاضی از انجام آزمون (در صورت نیاز برای نمونه های خاص روش آماده سازی و شرایط مدنظر آزمون نیز قید گردد):					
نام متقاضی:					
تاریخ و امضا:					
امکان پذیری انجام آزمون: ممکن می باشد <input type="radio"/> ممکن نمی باشد <input type="radio"/> تاریخ تحویل نتایج (توافقی):					
دلیل عدم انجام آزمون یا تحویل به موقع:					
نام مسئول انجام آزمون:					
مهر یا امضاء:					


تهران - طرشت - میدان تیموری - خیابان لطفعلی خانی - انتهای خیابان پارس - خیابان ذوقی - پلاک ۲۲ - واحد ۲

همراه : ۰۹۳۰-۹۱۴۶۰۰۹

تلفن : ۰۲۱-۶۶۵۱۹۶۶۶

Website: [www.saba-analyze.com](http://www.saba-analyze.com)

Email: [info@saba-analyze.com](mailto:info@saba-analyze.com)

شماره:	<b>حسگر مواد صبا</b>	
تاریخ:		
پیوست:	فرم درخواست انجام آزمایش (ICP MS)	

<input type="checkbox"/> عناصر زیست محیطی							
Hg	As	Pb	Sb	Cd	Tl		
<input type="checkbox"/> عناصر فلزات گرانبها							
In	Ir	Ru	Rh	Pt	Au		
<input type="checkbox"/> عناصر نایاب							
Ce	U	Sc	Dy	Er	Eu	Gd	Hf
Ho	La	Lu	Nd	Pr	Sm	Tb	Tm
Y	Yb	Th	Ta	W	Nb		
<input type="checkbox"/> عناصر واسطه							
Cu	Pb	Co	Be	Ag	Ti		
Mo	Mn	Ba	Ga	Bi	Zr		
Cs	Rb	Cr	Zn	Sr			

عناصر قابل اندازه گیری


تهران - طرشت - میدان تیموری - خیابان لطفعلی خانی - انتهای خیابان پارس - خیابان ذوقی - پلاک ۲۲ - واحد ۲

همراه : ۰۹۳۰-۹۱۴۶۰۰۹

تلفن : ۰۲۱-۶۶۵۱۹۶۶۶

Website: [www.saba-analyze.com](http://www.saba-analyze.com)

Email: [info@saba-analyze.com](mailto:info@saba-analyze.com)

شماره:	<b>حسگر مواد صبا</b>	
تاریخ:		
پیوست:	فرم درخواست انجام آزمایش (ICP MS)	

### شرایط پذیرش نمونه

- ذکر نوع ماتریکس نمونه جهت آنالیز بهتر الزامی می‌باشد.
- در صورت خوانش نمونه‌ها با دستگاه ICP-OES و XRD گزارش مربوطه حتماً به این واحد ارائه گردد.
- حداقل میزان لازم نمونه ۱۰ گرم برای نمونه‌های جامد و ۲۰۰-۵۰۰ میلی‌لیتر برای نمونه مایع می‌باشد.
- نمونه‌های جامد باید کاملاً خشک باشند و با سایز ۲۰۰ مش جهت آنالیز ارائه شود.
- نمونه آب بعد از نمونه‌گیری باید در یخچال نگهداری شود. در صورت حمل و نقل نمونه‌ها را باید در ظرفی با جدار عایق که محتوی یخ است منتقل کرد تا دمای آن  $4^{\circ}\text{C}$  -۰ باقی بماند.
- TDS در نمونه‌های مایع باید کمتر از ۰/۲٪ (۲۰۰۰ ppm) باشد.
- نمونه‌ها را در ظرف‌های نمونه مناسب قرار دهید. از پذیرفتن نمونه درون کاغذ، فویل آلومینیوم یا کیسه پلاستیک، به دلیل آلوده شدن نمونه‌ها معذوریم.
- نمونه‌های خود را کدگذاری نموده و نام خود را روی آنها درج نمایید.
- باقی‌مانده نمونه‌ها حداکثر به مدت یک‌ماه پس از اعلام نتایج نهایی نزد آزمایشگاه نگهداری می‌شود و پس از آن آزمایشگاه مسئولیتی در قبال نمونه‌ها نخواهد داشت.
- از بین چهار بسته اعلام شده برای هر خوانش، یکی از آنها را انتخاب نمایید (اگر عنصری در بسته مورد نظر شما وجود نداشت در قسمت توضیحات نام آن عنصر را ذکر نمایید).

تهران - طرشت - میدان تیموری - خیابان لطفعلی خانی - انتهای خیابان پارس - خیابان ذوقی - پلاک ۲۲ - واحد ۲

همراه: ۰۹۳۰-۹۱۴۶۰۰۹

تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۱۹۶۶۶

Website: [www.saba-analyze.com](http://www.saba-analyze.com)

Email: [info@saba-analyze.com](mailto:info@saba-analyze.com)